



Polierer jetzt mit Schaftlaserung

Die Art2-Polierer, die als zweistufiges Instrumententeam unterschiedliche Füllungs- und Restaurationsmaterialien auf Hochglanz bringen, sind jetzt noch einfacher zuzuordnen. Sie wurden am Schaft zusätzlich mit Schriftzügen belasert. Was für eine Erleichterung beim Finden und Sortieren vor der Behandlung beziehungsweise nach der Aufbereitung! Einfach von Farbe bzw. Schrift leiten lassen: Alle Art2 Polierer besitzen einen goldenen Schaft. Dann auf die Farbe des Arbeitsteils achten – Hellrosa/Gelb für Komposit, Hellblau/Grau für Keramik. Gegenüber dem Schriftzug *Komet* am Schaft steht CER 1 bzw. CER 2 (die beiden Polierstufen für Keramik) oder COMP 1 bzw. COMP 2 (die zwei Polierstufen für Komposit). Alles in standfester Laserqualität. Diese Farb- und Schrifthilfen erleichtern das Instrumentenmanagement. Sie führen zu Zeitersparnis und noch mehr Effizienz durch den gezielten Griff in die Schublade.



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Tel.: 05261 701-700 • www.kometdental.de

Infos zum Unternehmen